



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Microman Spitzen CP25, Tipack Rack 10 x 96 St./Pack

405,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Microman[®] Kolben mit Kapillaren (CP) aus nichtnetzendem PP, frei von Farbzusätzen.

Unsteril

TIPACK rack

10 Boxen à 96 Spitzen

Die Gilson Microman E CP-Direktverdrängungsspitzen sind auch kompatibel mit den jeweiligen Mettler Toledo Rainin POS-D Direktverdrängungspipetten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0252
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4378
EAN	4058072220723
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	25 µl
Volumen MIN	3 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	CP25
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 960
für Modell Pipette	Microman M25 E
Modell Pipettenspitze	Gilson MICROMAN Tips
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

