



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Microman Spitzen CP250, 200 St./Pack lose

79,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Microman[®] Kolben mit Kapillaren (CP) aus nichtnetzendem PP, frei von Farbzusätzen.

Unsteril

Lose im Beutel

200 Spitzen

Die Gilson Microman E CP-Direktverdrängungsspitzen sind auch kompatibel mit den jeweiligen Mettler Toledo Rainin POS-D Direktverdrängungspipetten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0257
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4372
EAN	4058072220778
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	250 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	CP250
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Spitzen und Kolben im Karton
Verpackungseinheiten Spitzen	1 x 200
für Modell Pipette	Microman M250 E
Modell Pipettenspitze	Gilson MICROMAN Tips
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Spitzen und Kolben im Karton
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

