



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **Gilson TowerPack D200, 2-200 µl, 10 x 96 Stck./Pack**

**47,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### **Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.**

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

### **TOWERPACK™**

Nachfüllsystem für Universalbox, spart Platz und Plastik, autoklavierbar

10 Trays à 96 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0397
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4353
EAN	4058072221782
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Nachfüllpackung. stapelbar
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TowerPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

