



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson TowerPack D300, 20–300 µl, 10 x 96 Stck./Pack

47,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

TOWERPACK™

Nachfüllsystem für Universalbox, spart Platz und Plastik, autoklavierbar

10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0399
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4354
EAN	4058072221805
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D300
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Nachfüllpackung. stapelbar
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TowerPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

