



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack DL10, 0,1-20 µl, 10 x 96 Stck./Pack

61,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Refill-Variante für Gilson PIPETMAN® Tips Diamond® in der Blister-Verpackung.

Einzel verpackte Racks mit Farbkodierung kompatibel zu den Gilson Pipetten Modellen.

Für höchste Sauberkeit und leichte Handhabung.

Einfach die Deckfolie der Verpackung entfernen und das fertig mit Spitzen gesteckte Rack in die entsprechende Box umsetzen.

Rack und Spitzen sind autoklavierbar; dafür muss die Blister-Verpackung vor dem Autoklavieren entfernt werden !

VE: 10 x 96 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0443
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4492
EAN	4058072222147
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Blister
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

