



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Blister Refill D200, 2-200 µl, 10 x 96 Stck./Pack

50,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Refill-Variante für Gilson PIPETMAN® Tips Diamond® in der Blister-Verpackung.

Einzel verpackte Racks mit Farbkodierung kompatibel zu den Gilson Pipetten Modellen.

Für höchste Sauberkeit und leichte Handhabung.

Einfach die Deckfolie der Verpackung entfernen und das fertig mit Spitzen gesteckte Rack in die entsprechende Box umsetzen.

Rack und Spitzen sind autoklavierbar; dafür muss die Blister-Verpackung vor dem Autoklavieren entfernt werden !

VE: 10 x 96 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0449
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4493
EAN	4058072222161
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Blister
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

