



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson EasyPack DL10, 0,1-20 µl, 5 x 200 Stck./Pack

38,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

EasyPack™

5 Beutel à 200 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0323
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4359
EAN	4058072221157
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung extra lang
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	EasyPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	5 x 200
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

