



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson EcoPack D1200, 100–1200 µl, 10 x 1000 Stck./Pack

**204,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## **Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.**

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

### **EcoPack™**

Kostengünstige Großpackung

10 Beutel à 1000 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0290
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4368
EAN	4058072220921
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1200 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1200
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 1000
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	EcoPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

