



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson EcoPack D10, 0,1-10 µl, 10 x 1000 St./Pack

281,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

EcoPack™

Kostengünstige Großpackung

10 Beutel à 1000 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0330
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4334
EAN	4058072221171
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	EcoPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 1000
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

