



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson EcoPack D1000, 200-1000 µl, 10 x 1000 Stck./Pack

204,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Alle Pipettenspitzen, Tipack Racks und Tower Racks sind autoklavierbar bei 121°C.

Die Farbcodierung der Spitzenbehälter korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

EcoPack™

Kostengünstige Großpackung

10 Beutel à 1000 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0332
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4340
EAN	4058072221195
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1000
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	EcoPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Beutel
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 1000
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

