



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Reload Pack DL10, 0,1–20 µl, 10 x 96 Stck./Pack

48,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond® Pipettenspitzen für alle Gilson Mikroliterpipetten im Reload Pack. Der Reload Pack ist der einfachste und schnellste Weg, eine leere TiPack-Box zu füllen. Umweltfreundlich weil 70% weniger Plastikverpackung. Die Spitzen sind aus transparentem Polypropylen produziert. Zur besseren Unterscheidung sind die Racks farbcodiert.

Rack und Spitzen sind autoklavierbar; dafür muss die Reload-Verpackung vor dem Autoklavieren entfernt werden!

VE: 10 x 96 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0391
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4407
EAN	4058072221737
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Reload Pack
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

