



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Reload Pack D1000, 100-1000 µl, 6 x 96 Stck./Pack

30,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond® Pipettenspitzen für alle Gilson Mikroliterpipetten im Reload Pack. Der Reload Pack ist der einfachste und schnellste Weg, eine leere TiPack-Box zu füllen. Umweltfreundlich weil 70% weniger Plastikverpackung. Die Spitzen sind aus transparentem Polypropylen produziert. Zur besseren Unterscheidung sind die Racks farbcodiert.

Rack und Spitzen sind autoklavierbar; dafür muss die Reload-Verpackung vor dem Autoklavieren entfernt werden!

VE: 6 x 96 St.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0393
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4409
EAN	4058072221744
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1000
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Reload Pack
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

