



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Tipack Rack D10ml, 1-10 ml, 8 x 30 Stck./Pack

**140,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original Gilson Diamond<sup>®</sup> Pipettenspitzen praktisch gesteckt im Rack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

Alle Spitzen sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In verschiedenen Volumina erhältlich.

### **TIPACK™**

Autoklavierbar, farbcodiert versiegelt.

8 Trays à 30 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0297
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4401
EAN	4058072220969
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10ml
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	8 x 30
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

