



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Tipack Rack D5000, 1-5 ml, 12 x 50 Stck./Pack

**179,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original Gilson Diamond<sup>®</sup> Pipettenspitzen praktisch gesteckt im Rack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

Alle Spitzen sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In verschiedenen Volumina erhältlich.

### **TIPACK™**

Autoklavierbar, farbcodiert versiegelt.

12 Trays à 50 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0317
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4400
EAN	4058072221119
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0,5 ml
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D5000
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	12 x 50
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

