



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack DL10, 0,1–20 µl, 10 x 96 Stck./Pack

63,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen praktisch gesteckt im Rack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

Alle Spitzen sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In verschiedenen Volumina erhältlich.

DL: Die Spitzen mit einem Volumen von 0,1-10 µl in extralanger Ausführung

TIPACK™

Autoklavierbar, farbcodiert versiegelt.

10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0420
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4398
EAN	4058072221911
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DL10
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

