



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack D200, 2-200 µl, 10 x 96 Stck./Pack

54,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen praktisch gesteckt im Rack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

Alle Spitzen sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In verschiedenen Volumina erhältlich.

TIPACK™

Autoklavierbar, farbcodiert versiegelt.

10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0425
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4316
EAN	4058072221966
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TiPack™
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

