



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack D300, 20-300 µl, 10 x 96 Stck./Pack

54,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen praktisch gesteckt im Rack. Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

Alle Spitzen sind aus stabilem Polypropylen und autoklavierbar. In verschiedenen Volumina erhältlich.

Die Spitzen mit einem Volumen von 0,1–10 µl gibt es auch in extralang.

TIPACK™

Autoklavierbar, farbcodiert versiegelt.

10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0429
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4338
EAN	4058072222000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D300
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

