



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson TowerPack D10ST, 0,1-10 µl, 10 x 96 Stck./Pack

62,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wenn es mal wieder mehr sein muss: **Original Gilson Diamond® Pipettenspitzen, steril**, für alle Gilson-Mikroliterpipetten im **Tower Pack**. Kein lästiges Stecken mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven. Außerdem wird durch das Tower-Rack bis zu 60% an Platz gespart.

Spitzen aus transparentem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

TOWERPACK™, steril

Nachfüllsystem für Universalbox

10 Trays à 96 Spitzen

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.

Alle Trays in einer Verpackung, nicht einzeln verpackt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0400
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4348
EAN	4058072221812
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Nachfüllpackung. stapelbar
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TowerPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

