



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Gilson TowerPack D1000ST, 100-1000 µl, 7 x 96  
Stck./Pack**

**47,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Wenn es mal wieder mehr sein muss: **Original Gilson Diamond® Pipettenspitzen, steril**, für alle Gilson-Mikroliterpipetten im **Tower Pack**. Kein lästiges Stecken mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven. Außerdem wird durch das Tower-Rack bis zu 60% an Platz gespart.

Spitzen aus transparentem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

### **TOWERPACK™, steril**

Nachfüllsystem für Universalbox

7 Trays à 96 Spitzen

Gamma-sterilisiert, frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.

Alle Trays in einer Verpackung, nicht einzeln verpackt.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0403
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4358
EAN	4058072221836
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1000ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Nachfüllpackung. stapelbar
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Autoclavable TowerPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

