



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Blister Refill D200ST, 2-200 µl, 10 x 96 Stck./Pack

58,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Die Farbcodierung der Racks korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

Blister Refill™

Steril, farbcodiert versiegelt.

10 Trays einzeln verpackt à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|--|
| Art.-Nr. | CF-0450 |
| Typ Pipettenspitze | Pipettenspitzen |
| Hersteller (Marke) | Gilson |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-4497 |
| EAN | 4058072222178 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Volumen MAX | 200 µl |
| Volumen MIN | 2 µl |
| steril | Ja |
| Pipettenspitzen Eigenschaften | pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei |
| Flüssigkeitsverhalten | hydrophob |
| Bezeichnung Spitze (Gilson) | DF200ST |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein) | Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box |
| Verpackungseinheiten Spitzen | 10 x 96 |
| Modell Pipettenspitze | Gilson PIPETMAN Tips Diamond |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson) | Blister |
| für Pipetten/ Dispenser der Hersteller | Gilson |

