




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Blister Refill D300ST, 20-300 µl, 10 x 96 Stck./Pack

58,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original-Gilson-Pipettenspitzen für alle Gilson-PIPETMAN-Mikroliterpipetten.

Die Farbcodierung der Racks korrespondiert mit der Farbcodierung der einzelnen Pipetman-Modelle, so dass die passende Spitze in kürzester Zeit gefunden ist.

Spitzen aus glasklarem Polypropylen, jede Spitze entsprechend ihrem Volumen an zwei Stellen markiert.

Blister Refill™

Steril, farbcodiert versiegelt.

10 Trays einzeln verpackt à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0456
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4498
EAN	4058072222208
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Box RNase-frei RNA-frei DNase-frei DNA-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DF300ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Blister
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

