



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack D10ST, 0,1-10 µl, 10 x 96 Stck./Pack

73,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen, steril, praktisch gesteckt im Rack.
Gamma-sterilisiert; Nachweis durch Indikatoraufkleber.
Frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.
Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

TIPACK™

Steril, farbcodiert versiegelt.
10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0417
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4313
EAN	4058072172152
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DF10ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

