



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack DL10ST, 0,1-20 µl, 10 x 96 Stck./Pack

73,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen, steril, praktisch gesteckt im Rack.
Gamma-sterilisiert; Nachweis durch Indikatoraufkleber.
Frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.
Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

DL: Die Spitzen mit einem Volumen von 0,1-10 µl in extralanger Ausführung

TIPACK™

Steril, farbcodiert versiegelt.
10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0421
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4314
EAN	4058072221928
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box extra lang
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	DFL10ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

