



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Tipack Rack D1000ST, 100-1000 µl, 10 x 96 Stck./Pack

63,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original Gilson Diamond[®] Pipettenspitzen, steril, praktisch gesteckt im Rack.
Gamma-sterilisiert; Nachweis durch Indikatoraufkleber.
Frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.
Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

TIPACK™

Steril, farbcodiert versiegelt.
10 Trays à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0434
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4345
EAN	4058072222055
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1000ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

