



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Gilson Tipack Rack D1200ST, 100-1200 $\mu$ l, 10 x 96 Stck./Pack

**63,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original Gilson Diamond<sup>®</sup> Pipettenspitzen, steril, praktisch gesteckt im Rack.  
Gamma-sterilisiert; Nachweis durch Indikatoraufkleber.  
Frei von nachweisbaren RNasen, DNasen, DNA, RNA, ATP.  
Kein lästiges Stecken von Spitzen mehr. Das spart Zeit und schont die Nerven.

### **TIPACK™**

Steril, farbcodiert versiegelt.  
10 Trays à 96 Spitzen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0439
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4346
EAN	4058072222109
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1200 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D1200ST
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Gilson PIPETMAN Tips Diamond
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Gilson)	Sterilized TiPack™
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Gilson

