



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Leeres Rack für DL10/D200 für Blister Refill

14,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Leeres Rack für DL10/D200 für Blister Refill, 2 Stück

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|----------------|
| Art.-Nr. | CF-0424 |
| Hersteller (Marke) | Gilson |
| EAN | 4058072221959 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein) | Box |

