



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Mikrokapillar-Pipettenspitzen MicroFlex 0,5-200 µl, steril, 200 Stck./Pack

**64,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mikrokapillar-Pipettenspitzen aus PP, universell einsetzbar bei Mikroliterpipetten von Eppendorf, Brand, Gilson, Finnpiquette und Socorex.

Speziell für die Gel-Elektrophorese.

- Runde Spitzen mit 0,57 mm äußerem Ø, für 0,75, 1,0 und 1,5 mm Gele.

RNase /DNase-frei

Farbe: transparent

Spitzen nicht autoklavierbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-6401
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072071639
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	0,57 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	0,5 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	RNase-frei DNA-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob

