



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand® Pipettenspitzen, lose, im Beutel, XXL, 2 – 200 µl, PP, gelb, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Sonderangebot

94,75 €

Normalpreis

189,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit β -Strahlen sterilisiert. Die Artikel sind in folgenden Qualitätsstufen erhältlich: CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1948
Artikel - USP	Reinraum-Qualität für kontaminationsfreies Arbeiten. Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten. Das Spitzen-System für alle Anforderungen.
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104932028
EAN	4058072175801
Bruttogewicht	3.2138
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	2.78000 kg
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Verpackungsbreite	0.38000 m
Verpackungshöhe	0.24000 m
Verpackungstiefe	0.41000 m
Verpackungsvolumen	37392.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	in Beuteln. XXL

