



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Brand® Pipettenspitzen, lose, im Beutel, 2 – 200 µl, PP, gelb, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY**

Sonderangebot

**11,65 €**

Normalpreis

**23,30 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMA und Oleamid. Spitzen werden bei BRAND unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Das BRAND-Spitzenprogramm umfasst Pipettenspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina von 0,1 µl bis 1000 µl. Sie sind getestet für Transferpette®-Mikoliterpipetten von BRAND und für viele andere Pipetten anderer Hersteller. Mehr Informationen dazu finden Sie im Selection Guide. BRAND-Pipettenspitzen und Filterspitzen sind autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. Sterile Pipetten- und Filterspitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt. Sie werden gemäß der ISO 11 137 und den AAMI-Richtlinien mit  $\beta$ -Strahlen sterilisiert. Die Artikel sind in folgenden Qualitätsstufen erhältlich: CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1942
Artikel - USP	Reinraum-Qualität für kontaminationsfreies Arbeiten. Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten. Das Spitzen-System für alle Anforderungen.
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104932008
EAN	4058072178666
Bruttogewicht	0.372
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.27800 kg
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Verpackungsbreite	0.13000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.29000 m
Verpackungsvolumen	4147.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Verpackungsart Pipettenspitzen (BRAND)	Beutel

