



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Pipettenspitze Qualitix® 200µL, schräge graduierte Spitze

79,87 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Socorex Qualitix® Pipettenspitzen** erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken
- autoklavierbar

Low-Binding-Pipettenspitzen

Spitzen mit geringer Proteinbindung sind aus silikonfreiem Harz hergestellt. Dank stark reduzierter Oberflächenhaftung bieten sie eine maximale Flüssigkeitsrückgewinnung. Verfügbar im 10, 200 und 1000 µl Volumenbereich sowie als sterile oder nicht sterile Racks. Protease-frei zertifiziert sind sie bestens geeignet für die proteomische Forschung und den präzisen Umgang mit viskosen Proben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0435
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen low retention
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-8411
EAN	4058072369484
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	200 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Box
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96

