



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Pipettenspitze Qualitix® Nachfüll-System Tipfill, farblose Spitze 10 µL, dünne graduierte Spitze

**87,78 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Die **Socorex Qualitix® Pipettenspitzen** erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

## Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken
- autoklavierbar

## Qualitix® - tipfill™ Nachfüllsystem

Bestimmt für ein einfaches Beladen des Racks. Gefüllte Trays (96 Spitzen) werden ohne Kontaminationsrisiko sofort in ein Rack überführt.

Die wiederverschließbare Verpackung des tipfill™ Nachfüllsystems reduziert Stauraum, Abfallvolumen und Versandkosten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0416
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7880
EAN	4058072369293
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Socorex Filterspitzen
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Trays für Socorex tipfill System
Verpackungseinheiten Spitzen	13 x 96
für Modell Pipette	Socorex Acura electro Socorex Acura manual

