



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Pipettenspitze Qualitix® Farblose lange Mikrospitze, 10µL dünne Spitze

105,56 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Die **Socorex Qualitix® Pipettenspitzen** erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken
- autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0468
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-8464
EAN	4058072369811
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Filter mit Box RNase-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Modell Pipette	Socorex Acura electro Socorex Acura manual
Modell Pipettenspitze	Socorex Filterspitzen
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller

