



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Pipettenspitze Qualitix® Farblose Makrospitze, 5 mL, graduiert

67,91 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Die **Socorex Qualitix® Pipettenspitzen** erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel und Racks
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken
- autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0464
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-8460
EAN	4058072990657
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0,5 ml
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box graduiert RNA-frei DNase-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	2 x 50
für Modell Pipette	Socorex Acura manual Socorex Acura electro
Modell Pipettenspitze	Socorex Makrospitzen
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller

