



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Pipettenspitze Qualitix® gelbe Spitze 200µL, Steril, schräg

82,47 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Socorex Qualitix® Pipettenspitzen** erfüllen höchste Qualitätsansprüche, bieten hohe Flexibilität und zuverlässige Kompatibilität. Die Pipettenspitzen sind nicht nur für Socorex® Pipetten sondern auch für Mikropipetten sämtlicher Marken geeignet.

Unterschiedliche Verpackungseinheiten (Beutel, Rack und das tipfill™ Rack-Nachfüllsystem), zusammen mit einer grossen Auswahl an Spitzen mit und ohne Filter, bieten eine enorme Vielseitigkeit.

Produktvorteile

- Umfassendes Sortiment, hohe Materialqualität, autoklavierbar
- Beutel, Racks und tipfill™ RackNachfüllsystem
- Garantierte Konsistenz, Charge für Charge
- Nuklease-, Endotoxin- und ATP-frei zertifiziert
- Reduzierte Verpackung benötigt weniger Lagerfläche im Labor
- Vielseitige Kompatibilität mit Mikropipetten sämtlicher Marken
- autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0439
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neolab ArtikelNr.	7-8417
EAN	4058072369521
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	1 µl
steril	Ja
Pipettenspitzen Eigenschaften	pyrogenfrei mit Zertifizierung mit Box RNase-frei DNase-frei DNA-frei ATP-frei
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Typ Zertifikat	Chargenzertifikat vom Hersteller
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Modell Pipette	Socorex Acura manual Socorex Acura electro
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Brand Eppendorf Gilson Thermo Scientific

