



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Finntip Flex 200, 10x96 Stck./Pack

**88,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Standard-Pipettenspitzen in höchster Qualität.

Weiche, flexible High-End-Spitzen aus PP.

Durch die besonders glatte Oberfläche kann insbesondere beim Pipettieren kleinerer Volumina eine um circa 50% höhere Präzision erzielt werden. Dank besonders dünner Wände lassen sich die weichen Pipettenspitzen mit wenig Kraftaufwand aufstecken und abwerfen.

**10 Boxen à 96 Spitzen**

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0362
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1477
EAN	4058072338442
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	1 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Bezeichnung Spitze (Thermo)	Flex 200
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Modell Pipettenspitze	Thermo Finntip Flex
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Thermo)	Rack
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Thermo Scientific

