



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Finntip Flex 1000, 10x96 Stck./Pack

92,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standard-Pipettenspitzen in höchster Qualität.

Weiche, flexible High-End-Spitzen aus PP.

Durch die besonders glatte Oberfläche kann insbesondere beim Pipettieren kleiner Volumen eine um circa 50% höhere Präzision erzielt werden. Dank besonders dünner Wände lassen sich die weichen Pipettenspitzen mit wenig Kraftaufwand aufstecken und abwerfen.

10 Boxen à 96 Spitzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0372
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1479
EAN	4058072338466
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
steril	Nein
Pipettenspitzen Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Box
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Bezeichnung Spitze (Thermo)	Flex 1000
Verpackungsart Pipettenspitzen (allgemein)	Mehrere Racks/ Trays jeweils mit Box
Verpackungseinheiten Spitzen	10 x 96
Modell Pipettenspitze	Thermo Finntip Flex
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Verpackungsart Pipettenspitzen (Thermo)	Rack
für Pipetten/ Dispenser der Hersteller	Thermo Scientific

