



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.<sup>®</sup> SealMax PCR clean und steril, 0,1-10 µL, S, 34 mm, dunkelgrau, (10 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

**151,50 €**

Normalpreis

**202,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der lilafarbene und weiße Filter der ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax-Filterspitzen kombiniert den zuverlässigen Kontaminationsschutz Ihrer Pipette vor der Probenflüssigkeit mit einem nahezu 100-prozentigen Schutz vor Aerosolen<sup>1)</sup> und Biomolekülen. Dieser Dualfilter schließt sich sofort bei Kontakt mit der überpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusätzlich werden Tropfen und Spritzer von der weißen Schicht zurückgehalten; die violette Schicht schützt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflüssigkeit. Weitere Informationen und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrückgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-Internetseite Ihres Landes.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2645
Artikel - USP	Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten Verlässlicher Schutz vor Aerosolen <sup>1)</sup> und Biomolekülen Frei von PCR-Inhibitor-Additiven Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072426248
Bruttogewicht	1.04
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Nettogewicht	0.93600 kg
Farbe	dunkelgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	34 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

