



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax PCR clean und steril, 2-200 µL, 55 mm, gelb, 960 Spitzen (10 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

150,00 €

Normalpreis

200,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der lilafarbene und weiße Filter der ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax-Filterspitzen kombiniert den zuverlässigen Kontaminationsschutz Ihrer Pipette vor der Probenflüssigkeit mit einem nahezu 100-prozentigen Schutz vor Aerosolen¹⁾ und Biomolekülen. Dieser Dualfilter schließt sich sofort bei Kontakt mit der überpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusätzlich werden Tropfen und Spritzer von der weißen Schicht zurückgehalten; die violette Schicht schützt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflüssigkeit. Weitere Informationen und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrückgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-Internetseite Ihres Landes.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2576
Artikel - USP	Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten Verlässlicher Schutz vor Aerosolen ¹⁾ und Biomolekülen Frei von PCR-Inhibitor-Additiven Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072425838
Bruttogewicht	1.244
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Nettogewicht	1.12000 kg
Farbe	gelb
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	55 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

