



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax PCR clean und steril, 50-1000 µL, 76 mm, blau, 960 Spitzen (10 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

**156,75 €**

Normalpreis

**209,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Der lilafarbene und weiße Filter der ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax-Filterspitzen kombiniert den zuverlässigen Kontaminationsschutz Ihrer Pipette vor der Probenflüssigkeit mit einem nahezu 100-prozentigen Schutz vor Aerosolen<sup>1)</sup> und Biomolekülen. Dieser Dualfilter schließt sich sofort bei Kontakt mit der überpipettierten Probe, ohne das wertvolle Material zu inhibieren. Zusätzlich werden Tropfen und Spritzer von der weißen Schicht zurückgehalten; die violette Schicht schützt als zweite Barriere hocheffektiv vor Probenflüssigkeit. Weitere Informationen und Zertifizierungen zu spezifischen Probenrückgewinnungseigenschaften, PCR-Inhibition und Aerosolschutz finden Sie auf der Eppendorf-Internetseite Ihres Landes.

## Zusätzliche Informationen

|  |   |
|--|---|
| Art.-Nr.                                   | VB-2575   |
| Artikel - USP                              | Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten<br>Verlässlicher Schutz vor Aerosolen <sup>1)</sup> und Biomolekülen<br>Frei von PCR-Inhibitor-Additiven<br>Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren<br>Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile |
| Typ Pipettenspitze                         | Filterspitzen   |
| Hersteller (Marke)                         | Eppendorf   |
| EAN  | 4058072425821   |
| Bruttogewicht                              | 1.87  |
| HSNummer                                   | 84799070  |
| Lagertemperatur                            | Raumtemperatur  |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur  |
| autoklavierbar bei 121°C                   | Nein  |
| Nettogewicht                               | 1.68300 kg  |
| Farbe                                      | blau  |
| Volumen MAX                                | 1000 µl   |
| Volumen MIN                                | 50 µl   |
| Ursprungsland                              | Deutschland   |
| steril                                     | Ja  |
| Zolltarifnummer                            | 84799070  |
| Länge                                      | 76 mm   |
| Reinheitsgrad                              | PCR clean   |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf) | Racks   |

