



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean und steril, 0,1-10 µL, S, 34 mm, dunkelgrau, 960 Spitzen (10 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

**146,25 €**

Normalpreis

**195,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen sind Filterspitzen mit Kontaminationsschutz durch einen Zwei-Phasen-Filter. Die zwei Filterschichten aus flexiblem, hydrophobem Material passen perfekt in den Spitzenkonus und halten nahezu 100 % aller Aerosole und Biomoleküle zurück. Diese Filterwirkung wird durch unterschiedliche, klar definierte Porengrößen erreicht. Die der Probe zugewandte Schicht bietet Schutz vor Tropfen, Spritzern und Aerosolen. Die dem Spitzenkonus der Pipette zugewandte Schicht dient als zweite Barriere vor Kontamination und bindet zuverlässig Biomoleküle. Eine definierte Luftdurchlassrate sorgt für eine vollständige Probenrückgewinnung und gewohnt schnelles Pipettieren.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2627
Artikel - USP	Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen) und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril un
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106978500
EAN	4058072426071
Bruttogewicht	0.86
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Nettogewicht	0.77400 kg
Farbe	dunkelgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0,1 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	34 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

