



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean und steril, 2-200 µL, 55 mm, gelb, 960 Spitzen (10 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

140,25 €

Normalpreis

187,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen sind Filterspitzen mit Kontaminationsschutz durch einen Zwei-Phasen-Filter. Die zwei Filterschichten aus flexiblem, hydrophobem Material passen perfekt in den Spitzenkonus und halten nahezu 100 % aller Aerosole und Biomoleküle zurück. Diese Filterwirkung wird durch unterschiedliche, klar definierte Porengrößen erreicht. Die der Probe zugewandte Schicht bietet Schutz vor Tropfen, Spritzern und Aerosolen. Die dem Spitzenkonus der Pipette zugewandte Schicht dient als zweite Barriere vor Kontamination und bindet zuverlässig Biomoleküle. Eine definierte Luftdurchlassrate sorgt für eine vollständige Probenrückgewinnung und gewohnt schnelles Pipettieren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2632
Artikel - USP	Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen) und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril un
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106978551
EAN	4058072426125
Bruttogewicht	1.1
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Nettogewicht	0.99000 kg
Farbe	gelb
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	55 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

