



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.® PCR clean und steril, 50-1250 µL L, 103 mm, dunkelgrün, 480 Spitzen (5 Racks x 96 Spitzen)

Sonderangebot

78,00 €

Normalpreis

104,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen sind Filterspitzen mit Kontaminationsschutz durch einen Zwei-Phasen-Filter. Die zwei Filterschichten aus flexiblem, hydrophobem Material passen perfekt in den Spitzenkonus und halten nahezu 100 % aller Aerosole und Biomoleküle zurück. Diese Filterwirkung wird durch unterschiedliche, klar definierte Porengrößen erreicht. Die der Probe zugewandte Schicht bietet Schutz vor Tropfen, Spritzern und Aerosolen. Die dem Spitzenkonus der Pipette zugewandte Schicht dient als zweite Barriere vor Kontamination und bindet zuverlässig Biomoleküle. Eine definierte Luftdurchlassrate sorgt für eine vollständige Probenrückgewinnung und gewohnt schnelles Pipettieren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2636
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Artikel - USP	Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen) und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril un
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106978594
EAN	4058072426163
Bruttogewicht	1.3
Transporttemperatur	Raumtemperatur
HSNummer	84799070
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.17000 kg
Farbe	dunkelgrün
Volumen MAX	1250 µl
Volumen MIN	50 µl
steril	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799070
Länge	103 mm
Reinheitsgrad	PCR clean
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

