



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epTIPS Box, Epp.Quality, 0,1-5mL, 120 mm, lila, farblose Spitzen, 24Tips

43,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

epT.I.P.S.® Box 2.0, Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL, 120 mm, lila, farblose Spitzen, 1 Mehrwegbox × 24 Tips. Replaces order no. 0030073177. – Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox – System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten – Farblich codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung – Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden – Die Boxen und Trays sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar – epT.I.P.S. Box 2.0 und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2707
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072671921
Bruttogewicht	0.51
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.45900 kg
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0,1 ml
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	84799070
Länge	120 mm
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Box

