



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf epTIPS Box, Epp.Quality, 0,1-20µL, mittelgrau, farblose Spitzen, 96Tips

**41,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

epT.I.P.S.® Box 2.0, Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µL, mittelgrau, farblose Spitzen, 1 Mehrwegbox × 96 Tips. Replaces order no. 0030073037. – Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox – System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten – Farblich codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung – Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden – Die Boxen und Trays sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar – epT.I.P.S. Box 2.0 und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-2699
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072671846
Bruttogewicht	0.28
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.25200 kg
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	0,1 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	84799070
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Box

