



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf epTIPS Box, Epp.Quality, 2-200µL, gelb, farblose Spitzen, 96Tips

36,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

epT.I.P.S.® Box 2.0, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µl, gelb, farblose Spitzen, 1 Mehrwegbox × 96 Tips. Replaces order no. 0030073070. – Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox – System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten – Farblich codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung – Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden – Die Boxen und Trays sind bei 121 °C für spätere Verwendung autoklavierbar – epT.I.P.S. Box 2.0 und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2701
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072671860
Bruttogewicht	0.302
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.27000 kg
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	2 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	84799070
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Box

