



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 0,1 – 20 µL,
40 mm, mittelgrau, farblose Spitzen, 480 Tips (5
Racks × 96 Tips).**

**64,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Bei epT.I.P.S. – dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System" – sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. epT.I.P.S. Racks Biopur erfüllen höchste Ansprüche der Medizin, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Racks sind vollständig abgedichtet und für den Einmalgebrauch vorgesehen. epT.I.P.S. Racks Biopur sind für Volumina von 20 µL bis 5 mL erhältlich.