



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf epTIPS Racks, Biopur®, 20–300µL, 55 mm, orange, farblose Spitzen, 480TIPS

**60,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, farblose Spitzen, 480 Tips (5 Racks × 96 Tips). Replaces order no. 0030075056. – Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen in Einweg-Racks haben den höchsten biologischen Reinheitsgrad – Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei – Alle vorsterilisierten epT.I.P.S.- und ep Dualfilter T.I.P.S.-Varianten sind in Racks erhältlich – Die Sterilverpackung entspricht den Normen DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2-10 – Jede Produktionscharge von Racks wird fortlaufend durch ein unabhängiges Labor geprüft – Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter: [www.eppendorf.com/certificates](http://www.eppendorf.com/certificates) – Verpackt in Racks à 384, 96, 48 oder 24 Spitzen – Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und Zelltechnologie – Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel – Verbesserte Nachhaltigkeit durch 20 % niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2609
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106975242
EAN	4058072425890
Bruttogewicht	0.65
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.58500 kg
Durchmesser	1 mm
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 µl
Ursprungsland	Deutschland
steril	Ja
Zolltarifnummer	84799070
Länge	55 mm
Reinheitsgrad	Biopur
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Racks

