











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 20 - 300 μL, 55 mm, orange, farblose Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips)

71,20 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Bei epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. Die epT.I.P.S. Reloads in den Eppendorf Quality sind hochwertige original Eppendorf-Pipettenspitzen in Nachfüll-Trays und Teil des Nachfüllsystems – box und reload. Die Nachfüll-Trays sind autoklavierbar. Sie sind für Volumina von 10 µL bis 2,5 mL erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Avt. Nr.	VP_016E
ArtNr.	VB-0165
Artikel - USP	Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder überein
Typ Pipettenspitze	Pipettenspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106973452
EAN	4058072404994
Bruttogewicht	0.9
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Nettogewicht	0.81000 kg
Farbe	orange
Material	Polypropylen (PP)
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	20 μΙ
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	84799070
Länge	55 mm
Reinheitsgrad	Eppendorf Quality™
Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf)	Reloads

