



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf
Quality™, 50 - 1,000 µL, 71 mm, blau, farblose
Spitzen, 960 Tips (10 Trays × 96 Tips)**

**71,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Bei epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. Die epT.I.P.S. Reloads in den Eppendorf Quality sind hochwertige original Eppendorf-Pipettenspitzen in Nachfüll-Trays und Teil des Nachfüllsystems – box und reload. Die Nachfüll-Trays sind autoklavierbar. Sie sind für Volumina von 10 µL bis 2,5 mL erhältlich.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|---|
| Art.-Nr. | VB-0167 |
| Artikel - USP | Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder überein |
| Typ Pipettenspitze | Pipettenspitzen |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| VGKL Nummer | 106973479 |
| EAN | 4058072171001 |
| Bruttogewicht | 1.15 |
| HSNummer | 84799070 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Nettogewicht | 1.03500 kg |
| Farbe | blau |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Volumen MAX | 1000 µl |
| Volumen MIN | 50 µl |
| Ursprungsland | Deutschland |
| steril | Nein |
| Zolltarifnummer | 84799070 |
| Länge | 71 mm |
| Reinheitsgrad | Eppendorf Quality™ |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf) | Reloads |

