



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Eppendorf epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 50 -  
1,250 µL L, 103 mm, dunkelgrün, farblose Spitzen,  
960 Tips (10 Trays × 96 Tips)**

**97,70 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Bei epT.I.P.S.®-, dem original Eppendorf "Totally Integrated Pipetting System"-, sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt und erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie. Die epT.I.P.S. Reloads PCR clean sind hochwertige original Eppendorf-Pipettenspitzen in Nachfüll-Trays und Teil des Nachfüllsystems – box und reload. Die Nachfüll-Trays sind autoklavierbar. Sie sind für Volumina von 10 µL bis 2,5 mL erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

|  |   |
|--|---|
| Art.-Nr.                                   | VB-0176   |
| Artikel - USP                              | Geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks<br>Die Nachfüll-Trays sind bei bis zu 121 °C in der Verpackung und ohne Folie für spätere Verwendung autoklavierbar<br>Je nach Spitzengröße sind die Trays im Nachfüllsystem gegeneinander gesteckt oder überein |
| Typ Pipettenspitze                         | Pipettenspitzen   |
| Hersteller (Marke)                         | Eppendorf   |
| VGKL Nummer                                | 106973649   |
| EAN  | 4058072405069   |
| Bruttogewicht                              | 1.55  |
| HSNummer                                   | 84799070  |
| Lagertemperatur                            | Raumtemperatur  |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur  |
| autoklavierbar bei 121°C                   | Ja  |
| Nettogewicht                               | 1.39500 kg  |
| Farbe                                      | dunkelgrün  |
| Material                                   | Polypropylen (PP)   |
| Volumen MAX                                | 1250 µl   |
| Volumen MIN                                | 50 µl   |
| Ursprungsland                              | Deutschland   |
| steril                                     | Nein  |
| Zolltarifnummer                            | 84799070  |
| Länge                                      | 103 mm  |
| Reinheitsgrad                              | PCR clean   |
| Verpackungsart Pipettenspitzen (Eppendorf) | Reloads   |

